

미네랄·중금속 분석

Mineral & Heavy Metal Analysis

Agilent 5800 ICP-OES



- 29개 원소 동시 분석
- 인증표준물질 검량
- 다양한 시료 대응
- 정량 결과 보고

분석 가능 원소

Analyzable Elements

영양 미네랄 유해·중금속 기타 원소

29 ELEMENTS

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba		Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn

※ 미량 수은(Hg)은 전용 수은분석기 분석이 필요하므로 별도 문의 바랍니다. ※ 표기 외 원소는 별도 문의 바랍니다.

시료 의뢰 가이드

Sample Submission Guide

- 01 시료 접수
-
- 02 산분해 전처리
-
- 03 ICP-OES 측정
-
- 04 결과 보고

생체시료 Serum · Plasma · Tissue

1. 금속 오염 없는 PP튜브에 채취
2. 용혈되지 않도록 주의
3. -20°C 이하 냉동 보관 후 냉동 송부

식품·원료·사료 Food · Raw material · Feed

1. 대표성 있게 채취 후 균질하게 혼합
2. 밀봉 PE·PP 용기 사용(금속 용기·호일 금지)
3. 표시된 보관 조건 그대로 송부

